

REGULADOR DE AIRE JM8704

El regulador JM8704 de alta presión para aplicaciones medicas que requieren un flujo constante de aire medicinal, esta diseñado y fabricado con materiales de alta durabilidad y resistencia, de una barra sólida en bronce torneado, con el exterior cromado para una mejor asepsia.

Posee una válvula de alivio que evita las sobrecargas de presión ofreciendo mayor seguridad al usuario.

Cuenta con certificación de calidad internacional ISO 13485, 9001, FSC.

Registro Sanitario No.: INVIMA2022DM-0025804

Certificado Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA)

Características:

- Conector de entrada CGA-590 (Niple 1/4" NPT)
- Presion de entrada 15Mpa - 20Mpa (2100 PSI - 2900 PSI)
- Conector de Salida Diss para tuerca de 3/4" NF
- Presion de salida 0.41 Mpa (60 PSI)
- Manómetro de cromado de alta precisión, con salida de 1/8" NPT



IMPORTADO Y GARANTIZADO POR SDE INGENIERÍA SAS

Avenida Carrera. 10 Nro. 19-22 Piso 9 – BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

TEL/FAX: 601-281 3519 TEL: 601-282 7521 ventas@biorohm.com www.biorohm.com