

FLUJOMETRO JM8412

Flujometro para Oxigeno en estilo estándar con un cuerpo de latón puro en revestimiento de cromo con base cromada y liviana, tubo transparente de policarbonato resistente al agrietamiento, perilla para ajuste de flujo.

La tasa de flujo permanece precisa aun cuando la presión de entrada cambia.

Cuenta con certificación de calidad internacional ISO 13485, 9001, FSC. Registro Sanitario No.: INVIMA 2022DM-0025804 Certificado Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA)

Caracteristicas:

- Conector de entrada: (Diss con tuerca de 9/16" NF) o (Conector Chemetron)
- Presión de entrada 0.35Mpa (50 PSI)
- Conector de Salida Diss para tuerca de 9/16" NF
- Rango medición de flujo 0-15 L/min



IMPORTADO Y GARANTIZADO POR SDE INGENIERÍA SAS Avenida Carrera. 10 Nro. 19-22 Piso 9 – BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

TEL/FAX: 601-281 3519 TEL: 601-282 7521 ventas@biorohm.com www.biorohm.com